



Wandkästen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für AED

Wandkästen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für AED

Im Notfall müssen AED Standorte einfach zu erkennen und barrierefrei zugänglich sein. Physio-Control bietet Ihnen eine Auswahl von Halterungen und Wandkästen, damit Ihr AED immer am gleichen Ort auffindbar ist – von der einfachen Wandhalterung bis zum beheizbaren Wandschrank; in verschiedenen Designs und Materialien. Alle Wandschränke können von außen eingesehen werden ohne den Schrank zu öffnen. So ist eine Sichtkontrolle des AED schnell und einfach durchführbar, ohne unnötige Alarmlösungen auszulösen.

Die Lieferung erfolgt selbstverständlich inklusive des notwendigen Befestigungsmaterials, damit Sie Ihren LIFEPAK nach Selbstmontage der Halterung ohne viel Aufwand in Bereitschaft bringen können. Weiteres Zubehör zur Kennzeichnung des AED Standortes und Aufklärung ergänzen das Programm.



Wandkästen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für AED

RotaidAED Wandschrank **NEU**

Die neueste Generation AED Wandschränke für Innen – und Außenbereich

- Innovatives Design
- Einfache Erkennbarkeit als AED Standort dank grüner Gehäusefarbe
- Intuitives Öffnen durch einfache Drehung am Gehäuse
- Vandalismusschutz - IK Schutzklasse 10
- Mit akustischem Alarm bei Entnahme des LIFEPAK
- Ideal für den Außenbereich durch optionale Heizung
- Umweltschonend aus recyceltem Kunststoff gefertigtes Material
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis

RotaidAED Wandschrank **NEU**

| | |
|--------------------|--|
| Material | Robuster, recycelter Kunststoff |
| Größe BxHxT | 47 x 47 x 18 cm |
| Alarm | ✔ (bis 85 db) |
| Beleuchtung | ✘ |
| Heizung | ✔ (je nach Ausführung) |
| Lüftung | ✘ |
| Gewicht | 1,7 - 6,7 kg |
| IP-Schutz | 55 (teilweise) |
| IK-Schutz | 10 |
| Indoor | ✔ (je nach Ausführung) |
| Outdoor | ✔ (je nach Ausführung) |
| Passend für | LIFEPAK CR Plus / Express / 500 / 1000 |



Ausführungen

| | | |
|--------------|--|--------|
| 11996-000403 | Rotaid Plus AED Wandschrank - Innen Selbstmontage auf Putz, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial | 234,00 |
| 11996-000404 | Rotaid Solid Plus AED Wandschrank - Innen + Außen Selbstmontage auf Putz, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, IP-Schutzklasse 55 | 332,00 |
| 11996-000405 | Rotaid Solid Plus HEAT AED Wandschrank – Außen, mit Beleuchtung Mit Heizvorrichtung: Die Heizvorrichtung, ermöglicht eine Innentemperatur von mindestens 5°C, auch wenn die Außentemperatur auf -30° sinkt. Selbstmontage auf Putz, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, IP-Schutzklasse 55 | 498,00 |

Wandkästen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für AED

AED-Wandschrank weiß

Indoor AED Wandschrank für Bereiche in neutralem weiß

- Robuster Stahlschrank; pulverbeschichtet, weiß
 - Alarm: akustisch, batteriebetrieben, mit Schlüssel abschaltbar
 - Potentialfreier Kontakt zur Aufschaltung an Alarmanlage
 - Bietet weiteren Platz für zusätzliches Erste-Hilfe Material
-

AED-Wandschrank weiß

| | |
|-------------|--|
| Material | Stahlblech |
| Größe BxHxT | 44 x 45 x 15 cm |
| Alarm | ✓ (wahlweise) |
| Beleuchtung | ✗ |
| Heizung | ✗ |
| Lüftung | ✗ |
| Gewicht | - . - |
| IP-Schutz | ✗ |
| IK-Schutz | ✗ |
| Indoor | ✓ |
| Outdoor | ✗ |
| Passend für | LIFEPAK CR Plus / Express / 500 / 1000 |



Ausführungen

11220-000079

AED-Wandschrank mit Alarm

256,71



Wandkästen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für AED

AED Wandkasten „einfach.leben.retten“

Auffällig gestalteter Stahlblechschrank

- Tür gelb lackiert mit rotem AED Logo und Schriftzug „einfach.leben.retten.“
- Corpus Schwarz
- Möglichkeit zur Verplombung
- Optionaler Alarm: akustisch, batteriebetrieben
- In zwei unterschiedlichen Größen lieferbar

AED Wandkasten „einfach.leben.retten“

| | |
|---------------|---------------------------|
| Material | Stahlblech |
| Größe BxHxT | 39,1 x 36,5 x 18,4 |
| Alarm | ✓ |
| Beleuchtung | ✗ |
| Heizung | ✗ |
| Lüftung | ✗ |
| Gewicht | 3,8 kg |
| IP-Schutz | ✗ |
| IK-Schutz | ✗ |
| Indoor | ✓ |
| Outdoor | ✗ |
| Lieferbar für | LIFEPAK CR Plus / Express |



Ausführungen

DL-007-22

Wandkasten mit Alarm für LIFEPAK CR Plus

297,95

Wandkästen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für AED

Wandhalterungen

Offene Wandhalterungen stellen sicher, dass Ihr AED immer an gleicher Stelle verfügbar ist, schützen das lebensrettende Notfallgerät jedoch nicht vor Diebstahl oder Vandalismus. Deshalb eignen sie sich besonders für Bereiche die kontrolliert sind z. B. Empfang, Pforte.

- Kompakte, leichte und unauffällige Halterungen für LIFEPAK AEDs
- Sicherer Halt an der Wand für LIFEPAK AEDs
- Einfache und schnelle Montage
- Kostengünstig

Wandhalterungen

| | |
|---------------|--|
| Material | Stahlblech |
| Größe BxHxT | 23 x 26 x 23 cm · 45 x 20 x 12 cm |
| Alarm | ✘ |
| Beleuchtung | ✘ |
| Heizung | ✘ |
| Lüftung | ✘ |
| Gewicht | 1,0 / 1,1 kg |
| IP-Schutz | ✘ |
| IK-Schutz | ✘ |
| Indoor | ✔ |
| Outdoor | ✘ |
| Lieferbar für | LIFEPAK CR Plus / Express / 500 / 1000 |



Ausführungen

| | | |
|--------------|---|-------|
| 11210-000001 | Wandhalterung für LIFEPAK® 500 und LIFEPAK® 1000 | 72,06 |
| 11210-000021 | Wandhalterung für LIFEPAK CR Plus und LIFEPAK Express | 89,00 |



Wandkästen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für AED

Fahrzeughalterung LP1000

Sicherer Halt für den LP1000 in Kombination mit der vorhandenen Schutztasche

- 10G-getestet gemäß DIN EN1789
-

Fahrzeughalterung LP1000

| | |
|-------------|------------------|
| Material | Stahl |
| Größe BxHxT | 24 x 22 x 3,5 cm |
| Alarm | ✘ |
| Beleuchtung | ✘ |
| Heizung | ✘ |
| Lüftung | ✘ |
| Gewicht | 1,8 kg |
| IP-Schutz | ✘ |
| IK-Schutz | ✘ |
| Indoor | ✔ |
| Outdoor | ✘ |
| Passend für | LIFEPAK 1000 |




Ausführungen

11996-000385

Fahrzeughalterung LP1000, 10G-getestet gemäß DIN EN1789

361,88




Wandkästen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für AED

Zubehör

Kennzeichnen Sie den Standort des AED mit einem Hinweisschild. Wir bieten Ihnen verschiedene Modelle mit dem in Europa einheitlichen Logo, einem weißen Blitz auf grünem Grund, an. Hinweisposter in DIN A5 mit einer Kurzanleitung zur Wiederbelebung dienen der Wiederholung der einfachsten Erste-Hilfe Schritte und Sensibilisierung.

Zubehör




Ausführungen

| | | |
|--------------|--------------------------|-------|
| 11998-000327 | AED Hinweisschild flach | 18,04 |
| 11998-000328 | AED Hinweisschild T-Form | 23,19 |
| 11998-000329 | AED Hinweisschild Winkel | 23,19 |



Alle Anforderungen auf einen Blick

| | Maße | Gewicht | Indoor | Outdoor | Alarm | Beleuchtung | Heizung | Lüftung | IP-Schutz | IK-Schutz | LIFEPAK CR Plus | LIFEPAK Express | LIFEPAK 1000 | LIFEPAK 500 | |
|---|--------------|-----------------------|--------------|---------|-------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---|
|  | 11996-000403 | 47 x 47 x 18 cm | 1,7 - 6,7 kg | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 11996-000404 | 47 x 47 x 18 cm | 1,7 - 6,7 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 55 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 11996-000405 | 47 x 47 x 18 cm | 1,7 - 6,7 kg | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 55 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 11220-000079 | 44 x 45 x 15 cm | | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | DL-007-22 | 39,1 x 36,5 x 18,4 cm | 3,2 - 3,8 kg | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
|  | 11210-000001 | 23 x 26 x 23 cm | 1,1 kg | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| | 11210-000021 | 45 x 20 x 12 cm | 1,0 kg | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |



Physio-Control
Germany Sales GmbH
Stresemannallee 4b
41460 Neuss

Tel. +49 (0)2131 6617-000
Fax +49 (0)2131 6617-251
www.physio-control.de